

# TOP-DIAGNOSTICS



## SCEN-207 - Малка универсална центрофуга

### Възможности:

Аналогов - много точен, стрелкови тахометър;  
 Възможност за избор на различни ротори за различни по големина епруветки;  
 Регресивен хронометър: 30 min., или режим на продължителна работа;

Наклонено разположение на епруветките в ротора, настройка на скоростта без прещракване;

Функции за автоматично увеличаване и намаляване на ускорението;

Функция за ограничение на въздушната струя;

Обезопасяване с електрически предпазител и сигнална крушка за вкл/изкл.;

Ръчно заключване на капака;

Скорост: 5,500 rpm;

Хронометър: 0~30 или „ON”- вкл.;

Максимален капацитет: 300ml ;

Тегло: 9 kg ; Размери : Ш29, Д32, В25 cm;

Автоматично спиране, при отваряне и механизъм за автоматичен баланс;

Твърдо покритие тип ABS и прозрачно прозорче;

Авто-охлаждаща въздушна циркулация.



**RA-1508**

8 броя x 15ml  
 Макс.5.500rpm



**RA-1512S**

12 броя x 15ml  
 Макс.5.500rpm



**RA-5004**

4 броя x 50ml  
 Макс.5.500rpm



**RA-5006**

6 броя x 50ml  
 Макс.5.500rpm



**REA-1520**

20 броя x 1.5ml  
 Макс.4000/5.500rpm

Допълнителни ротори	Максимална скорост (rpm)	Относителна центробежна сила (g)	Капацитет (ml x бройка)	Големина на епруветката (Ø x L) mm
<b>RA-1508</b>	0 ~ 5,500	3,140	15x8	15-16.7x90-122
<b>RA-1512S</b>		3,280	15x12	15-16.7x90-122
<b>RA-5004</b>		3,240	50x4	27.5-29.5x90-117
<b>RA-5006</b>		3,240	50x6	27.5-29.5x90-117
<b>REA-1520</b>		2,600	1.5x20	10 ~11x36-56

Захранване : AC 100/220V, 50/60Hz

Фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД гр.София 1408 бул.Витоша №188  
 Тел: 02/958 64 93, 02/ 958 24 28 Факс: 02/958 65 02 e-mail: info@topdia.eu

# TOP-DIAGNOSTICS



## SCEN-206 - Цифрова универсална центрофуга

### Възможности:

Светодиоден дисплей, показващ скорост и време;  
Микропроцесорен контрол;  
10 програми с предварително зададени параметри;  
Функции за автоматично увеличаване и намаляване на ускорението;

Автоматично заключване при въртящ мотор;  
Автоматично изключване при небалансиране на ротора;  
Автоматичен звук/изписване при приключване;  
Скорост: 500~6000 rpm;  
Хронометър: 0~99min 59sec;  
Максимален капацитет: 300ml;  
Тегло: 10 kg ; Размери : Ш29, Д32, В25 cm;  
Твърдо покритие тип ABS и прозрачно прозорче;  
Авто-охлаждаща въздушна циркулация;  
Възможност за избор на различни ротори за различни по големина епруветки.



RA-1508

8 броя x 15ml  
Макс.6000rpm



RA-1512S

12 броя x 15ml  
Макс. 6000rpm



RA-5004

4 броя x 50ml  
Макс. 6000rpm



RA-5006

6 броя x 50ml  
Макс. 6000rpm



REA-1520

20 броя x 1.5ml  
Макс. 6000rpm

Допълнителни ротори	Максимална скорост (rpm)	Относителна центробежна сила (g)	Капацитет (ml x бройка)	Големина на епруветката (Ø x L) mm
RA-1508	6000	3,740	15x8	15-16.7x90-122
RA-1512S		3,900	15x12	15-16.7x90-122
RA-5004		3,860	50x4	27.5-29.5x90-117
RA-5006		3,860	50x6	27.5-29.5x90-117
REA-1520		3,090	1.5x20	10 -11x36-56

Захранване : AC 100/220V, 50/60Hz

Фирма ТОП-ДИАГНОСТИКА ООД гр.София 1408 бул.Витоша №188  
Тел: 02/958 64 93, 02/ 958 24 28 Факс: 02/958 65 02 e-mail: info@topdia.eu