

# DUO-MIX








Представяме Ви - Duo Mix .

Той е опростено, надеждно и многофункционално устройство за хомогенизиране на кръвни и други биологични проби.

Лесен за поддръжка и почистване:



Функции:

<b>F 1</b>		Постоянна кръгова ротация;	Премигва диод "1"	
<b>F 2</b>		Постоянна кръгова ротация със спиране в горно и долно вертикално положение;	Премигва диод "2"	
<b>F 3*</b>		Постоянна кръгова ротация със спиране под ъгли 150 и 300 ° ;	Премигва диод "3"	
<b>F 4</b>		Разклащане между позициите под ъгъл ± 300 °	Премигва диод "4"	

*Всичко това при 4 различни скорости на ротация за всяка функция.*

\* Най-подходяща за ESR/CVE епруветки.