

smartLAB[®]
global



**„Der Innovative
für hohe Mobilität“**

- Scheckkartenformat
 - integrierte Bluetooth-Schnittstelle
 - 100 Messwertspeicher
 - Ergebnisübertragung auf Handy oder PC
-
- Credit card size
 - integrated Bluetooth module
 - 100 test memory
 - Makes it possible to transfer measurement values to mobile phone or PC



Ein Teststreifen, der für alle smartLAB[®] Geräte passt!
One test strip suitable for all smartLAB[®] devices!

smartLAB[®] pro: Hohe Messgenauigkeit in nur 5 Sekunden und nur 0,6 µL kapillares Vollblut erforderlich! / High accuracy in only 5 seconds measuring time with only 0.6 µL capillary whole blood required.



Erfahren Sie mehr über unser reichhaltiges Angebot an Diagnostikprodukten, Wellness- und Medizinartikeln und testen Sie Messgeräte für unterschiedliche Bedürfnisse / Learn more about our large selection of diagnostics, wellness- and medical articles and test monitoring devices for individual needs:



Blutdruckmessgeräte /
Blood Pressure Monitors



Küchen- und Personenwaagen /
Kitchen- & Body Scales



Schlafmedizin /
Sleep Medicine



Fitnessartikel /
Fitness articles



Beauty & Wellness Produkte /
Beauty & Wellness products



Perfection
in Health



smartLAB[®]
Blutzuckermesssysteme
Blood Glucose Monitors



HMM Diagnostics GmbH
Friedrichstr. 89
69221 Dossenheim, Germany
www.hmm.info

CE 0483 IVD



Für jeden Diabetiker das perfekte Messgerät — die innovativen Blutzuckermesssysteme der HMM **smartLAB**® Familie bieten neben hoher Messgenauigkeit und ansprechendem Design unterschiedlichste Produkteigenschaften, je nach Anspruch und Therapiebedürfnis. Mehr Informationen unter www.smartlab.org

The perfect meter for everyone — besides great accuracy and an appealing design, the Blood Glucose Meters of the HMM **smartLAB**® family offer you different product qualities, according to your personal demand and therapy requirement. Learn more: www.smartlab.org

smartLAB
mini



„Der Federleichte für unterwegs“

- Handliches Scheckkartenformat
 - Messen ohne Tasten oder Knöpfe
 - 20 Messwertspeicher
 - ideal für unterwegs
- Credit card size
 - Blood glucose testing without buttons or keys
 - 20 test memory
 - ideal for testing on the go

smartLAB
sprint



„Der Praktische für jedermann“

- Großes LCD-Display
 - Anzeige von Mittelwerten der letzten 7, 14 od. 28 Tage
 - 450 Messwertspeicher
 - serielle USB-Schnittstelle
- Large LCD-Display
 - Average values of the last 7, 14 or 28 days
 - 450 test memory
 - USB interface for data transfer

smartLAB
genie



„Der Alleskönner für Anspruchsvolle“

- Display- und Teststreifenöffnung beleuchtet
 - Scrollrad für komfortable Handhabung
 - 360 Messwert- und 100 Insulinspeicher
 - Anzeige von Mittelwerten der letzten 7, 14, 28 od. 90 Tage
 - Bluetooth-fähig (optional)
- Illuminated display & test-strip slot
 - Comfortable scrolling wheel
 - 360 test memory / 100 insuline units
 - Average values of the last 7, 14, 28 or 90 days
 - Bluetooth capability (optional)

www.smartlab.org